

# H100N

Oxymètre de pouls



**Solic Medical**  
Passion to lead



**EDAN**

A world of potential

# H100N Oxymètre de pouls

Doté de la technologie d'oxymétrie Nellcor OxiMax™, leader mondial, le H100N est spécialement conçu pour les divisions hospitalières de grande acuité.

Paramètres mesurés : SpO<sub>2</sub> Nellcor OxiMax™ + PR + TEMP

- Nellcor OxiMax™ à l'intérieur
- Écran ACL avec commande de rétroéclairage
- Deux modes de fonctionnement : surveillance et vérification ponctuelle
- Affichage numérique avec affichage de pléthysmogramme
- Analyse de tendance
- Modulation de tonalité des impulsions (tonalité)
- Grande capacité de stockage de données (jusqu'à 300 heures)
- Logiciel PatientCare Viewer pour la gestion des données sur PC

**300 h**

Examen du SpO<sub>2</sub>

**100**

Numéro d'identification du patient

- 4 piles AA pour jusqu'à 48 heures d'autonomie
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie
- Socle chargeur de batterie en option
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie



PatientCare Viewer

Gestion des données sur PC



Facilité d'utilisation



Étuis protecteurs

## Caractéristiques



Conception de capteur unique



Support pour rail de lit



Socle chargeur de batterie



Étui de transport



**Solic Medical**

Ph: 416-740-8885  
info@solicmedical.com



A world of potential