

# Vérifications ponctuelles à tout moment

## iM3s

Moniteur de Signes Vitaux



  
**EDAN**

A world of potential

# Portabilité, Intelligence

Étant le plus petit moniteur de signes vitaux en son genre, iM3s présente un design portable à la mode, offrant une portabilité extraordinaire tout au long des contrôles ponctuels. Bien que de petite taille, il intègre toutes les mesures vitales nécessaires ensemble, y compris SpO2, NIBP et TEMP en option.

Grâce à sa taille agréable et à son grand écran tactile capacitif, les iM3 pourraient être actionnés d'une seule main, apportant une expérience utilisateur confortable et familière aux applications quotidiennes. Pour chaque test, toutes les mesures et paramètres personnalisés peuvent être affichés sur le même écran, tandis que les résultats des tests sont automatiquement enregistrés dans sa mémoire non-volatile intégrée ou transférés vers le système d'information de l'hôpital.



Conception légère Imperméable et antipoussière Résistance au choc Durée minimale de fonctionnement



Connexion au réseau

Connexion sans fil

Storage Internal

Scanner de code à barres



# Tabletop Extension

Branché sur une station d'accueil de table en option, les iM3 s'intègrent facilement dans les applications de table classiques, offrant plus de possibilités, y compris la charge AC l'enregistrement thermique en option, les mesures de température rapides en option, etc.



## Fonctions puissantes avec configuration flexible

### Unité principale

- Configuration standard: SpO2, NIBP, écran tactile capacitif, batterie Li-ion
- Configuration en option: lecteur de codes-barres intégré, Wi-Fi 2,4G / 5G Hz, e-Link

### CS-04 Base de chargement

- Alimentation AC

### CS-05 Base de chargement

- Configuration standard: batterie Li-ion intégrée, alimentation secteur, port USB, port RJ45 Configuration en
- option: enregistreur thermique, Covidien Quick TEMP, compatible avec Exergen TEMP (TAT-5000S)



## iM3s

Moniteur de Signes Vitaux

### A propos d' Edan

EDAN est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication des équipements médicaux de haute qualité, innovants et à forte valeur ajoutée. Depuis plus de 20 ans, EDAN propose une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins, notamment :

- Diagnostic ECG Patient
- Monitoring de patient
- OB/GYN
- Ultrasound Imaging
- Test au Point d' Intervention
- In-Vitro Diagnostics Vétérinaire

Les professionnels de la santé du monde entier dépendent des technologies médicales révolutionnaires d'Edan et d'un support client exceptionnel.



A world of potential

#### Global Headquarters:

Edan Instruments, Inc. | 15 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen  
518122 P.R. China | +86.755.26898326 | [www.edan.com](http://www.edan.com) | [info@edan.com](mailto:info@edan.com)

#### U.S. and Canada inquiries:

EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pasar, San Diego, CA 92126  
+1.858.750.3066 | [www.edandiagnostics.com](http://www.edandiagnostics.com) | [edan-info@edandiagnostics.com](mailto:edan-info@edandiagnostics.com)

© Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.



ENG-PM-iM3s-V1.1-20210108